

Ponto Streamer

Neue Wireless-Kommunikationsmöglichkeiten



Ponto™
– Das teilimplantierte und im Knochen verankerte Hörsystem



Ihr idealer **Begleiter**

Neue Kommunikationsmöglichkeiten

Mit dem Ponto Streamer haben Sie Zugang zu Oticon ConnectLine Produkten und verfügen somit über völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten für Ihren Ponto Plus Hörprozessor. ConnectLine ermöglicht Ihnen bessere Verbindungen – zu Menschen, Informationen und zur Unterhaltung.



Mobiltelefon



TV



T-Spule

Was ist ConnectLine?

ConnectLine ist ein System, das Ihnen dabei hilft, sich mit einem breiten Spektrum an Kommunikations- und Unterhaltungsanwendungen zu verbinden. So wird Ihr Ponto Plus Hörprozessor zu einem persönlichen schnurlosen Headset.



Telefon



Mikrofon




Musik

Verschiedene Anwendungen

Mit ConnectLine können Sie Ihr Hörerlebnis und Ihre Kommunikationsmöglichkeiten verbessern – bei Telefonaten, direkten Gesprächen in lauter Umgebung, beim Fernsehen, Musikhören, beim Videochat via PC und vielem mehr. Beginnen Sie mit der Anwendung, die Sie am nützlichsten finden. Dann können Sie nach und nach immer weitere Anwendungen hinzufügen.

Fragen Sie heute noch bei Ihrem Hörgeräteakustiker nach ConnectLine.



Computer



Bürotelefon



**Fern-
bedienung**



Ponto Streamer – das Herz von ConnectLine

Der Ponto Streamer ist Ihr Schlüssel für eine ganze Reihe verschiedener elektronischer Geräte. Die meisten Audioquellen können über den Ponto Streamer kabellos an Ihren Ponto Plus Hörprozessor übertragen werden. Der Ponto Streamer wird um den Hals getragen und hat drei Tasten für die Hauptanwendungen: Telefon, TV und Mikrofon.

Der Ponto Streamer funktioniert auch als Fernbedienung für Ihren Ponto Plus Hörprozessor und ist eine einfache Möglichkeit zum Wechseln des Programms oder Anpassen der Lautstärke.

Ponto Streamer:

- Ein einziges Gerät zur Steuerung einer breiten Palette an Kommunikationsmöglichkeiten
- Für die einfache Anwendung entwickelt
- Macht Ihren Hörprozessor zum Headset
- Mit integrierter Telefonspule
- Ein flexibles System. Erweiterte Funktionen ermöglichen es beispielsweise, während des Fernsehens das Telefon klingeln zu hören
- Funktioniert als Fernbedienung für Ihren Ponto Plus Hörprozessor





Einfache Kommunikation

Festnetztelefon

Nie wieder zum Telefon eilen und keine verpassten Anrufe mehr.

Der ConnectLine Phone Adapter funktioniert mit Ihrem vorhandenen Telefon (analog/Festnetz) und macht Ihren Ponto Plus Hörprozessor zum kabellosen Headset, so dass Sie nicht mehr aufstehen müssen, um ans Telefon zu gehen. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie einfach eine Taste am Ponto Streamer.

Videochat

Regional oder weltweit mit Familie und Freunden Videochatten!*

ConnectLine bietet einfache und intuitive Arten der direkten Verbindung Ihres Computers mit dem Ponto Streamer, so dass der Ton direkt an Ihren Hörprozessor weitergeleitet wird.

Verbinden Sie den Ponto Streamer direkt per Kabel mit dem Computer oder wählen Sie eine Wireless-Verbindung und chatten Sie sofort los!

**wie Skype und FaceTime am Computer*



Unterhaltung genießen

ConnectLine eröffnet Unterhaltungsmöglichkeiten und verbindet Sie mit TV, Radio, Musik und mehr – ob allein oder zusammen mit der Familie.

Fernsehen

Mit dem ConnectLine TV Adapter genießen Sie den Fernsehton mit ganz neuer Freiheit. Entspannen Sie sich – hören Sie Sportmeldungen und Nachrichten und verpassen Sie nie wieder das Wichtigste.

Sie können den Fernsehton direkt über Ihren Ponto Plus Hörprozessor hören, während Sie den Ton so leise lassen können, dass die ganze Familie angenehm mithören kann. Ihr Hörprozessor fungiert als Ihr persönliches Headset und der Ponto Streamer als Ihr persönlicher Lautstärkereger!





Der ConnectLine TV Adapter überträgt den Ton vom Fernsehgerät über den Ponto Streamer an Ihren Hörprozessor.

Musik und Audio hören

Der Ponto Streamer schafft eine Verbindung zu verschiedenen beliebten Unterhaltungsgeräten: MP3-Player und andere Audioquellen wie PC oder CD-Player. Musik und Audioinhalte gelangen dann per Streaming direkt zu Ihrem Hörprozessor.



Gerne **ausgehen**

Es kann in der Öffentlichkeit – auf der Straße, im Restaurant oder bei Kursen und Vorträgen – schwierig sein, die Stimmen herauszufiltern, die man gern hören will. Mehr Lärm verlangt oft nach „zusätzlicher Hilfe“. ConnectLine bietet eine Vielzahl an Lösungen für solche Situationen.

ConnectLine Mikrofon

Das Mikrofon ist ein kleines und diskretes kabelloses Gerät, das die Person tragen kann, mit der Sie sprechen. Dies hilft in Situationen, in denen Ihr Gesprächspartner sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet und Ihre Umgebung ggf. auch noch zusätzlich sehr laut ist.





Mobiltelefon

Der Ponto Streamer hilft Ihnen dabei, mit Ihrem Handy Anrufe zu tätigen und anzunehmen – und das sicher und ohne Komplikationen. Der Ton des Handys wird direkt an Ihren Ponto Plus Hörprozessor übertragen, so dass dieser als kabelloses Headset fungiert.

Der Ponto Streamer kann sich mit einer ganzen Reihe an Mobiltelefonen mit eingebautem Bluetooth verbinden.

Ringschleifensysteme

Genießen Sie den einfachen Zugang zu Ringschleifen im Theater, im Hörsaal etc.. Mit der eingebauten T-Spule des Ponto Streamers werden Sie mit einem einzigen Knopfdruck mit einer entsprechenden Ringschleife verbunden.



Verbesserte Kommunikation beim **Fahren**

Während des Autofahrens kann es schwierig sein, mit dem Beifahrer oder am Mobiltelefon mit jemand anderem zu sprechen. Mit ConnectLine haben wir die Lösung für Sie.

Mobiltelefon

Der Ponto Streamer überträgt den Ton vom Handy kabellos auf den Ponto Plus Hörprozessor, damit Sie Ihr Handy leichter benutzen können.





Gespräche im Auto

Mit dem ConnectLine Mikrofon, das Ihr Beifahrer trägt, können Sie sich ganz auf die Fahrt konzentrieren. Das Mikrofon überträgt die Stimme Ihres Gesprächspartners kabellos an Ihren Hörprozessor, damit Sie sich auf den Weg konzentrieren können.



Mehr Möglichkeiten **bei der Arbeit**

ConnectLine bietet Ihnen verschiedene Lösungen am Arbeitsplatz. Nutzen Sie das Bürotelefon oder führen Sie Videokonferenzen mit Kollegen oder Geschäftspartnern. In Meetings können Sie auch ein diskretes Ansteckmikrofon nutzen, das den Ton direkt an Ihren Ponto Plus Hörprozessor sendet.

Bürotelefon

Die ConnectLine Office Phone Box bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Ponto Streamer als verkabeltes oder kabelloses Headset für Ihr Bürotelefon zu nutzen.

Kommunikation über den Computer

ConnectLine bietet einfache und intuitive, direkte Verbindungsmöglichkeiten zwischen Ihrem Ponto Streamer und Ihrem Computer. Der Audioton wird z. B. bei Internet-Telefonie oder Musik Übertragung direkt an Ihren Hörprozessor weitergeleitet.

Über Oticon Medical

Oticon Medical schafft innovative Hörimplantatsysteme mit großem Nutzen im Alltag für eine positive Erfahrung des Nutzers – ein Leben lang. Oticon Medical stellt die Bedürfnisse des Nutzers sowie laufende Investitionen in die Produktentwicklung an die erste Stelle und möchte so seine Hörimplantatsysteme zum Wohl des Benutzers ständig weiterentwickeln.



Vertrieb

Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Schweden
www.oticonmedical.com

Hersteller

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dänemark
www.oticon.com

Deutschland

Oticon Medical/Oticon GmbH
Hellgrundweg 101
22525 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 - 84 88 84 66
info@oticonmedical.de

Niederlande/Belgien

Oticon Medical
Kuiperij 5, Postbus 640
1180 AP Amstelveen
Niederlande
Telefon: +31 20 345 08 07
info@oticonmedical.nl

Schweiz

Oticon Medical/Oticon S.A.
Morgenstrasse 131 B
CH-3018 Bern
Schweiz
Telefon: +41 31 990 34 00
info@oticonmedical.ch